

Varginha/MG, 07 de abril de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COMPRA EMERGENCIAL – COVID19

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares.

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Especificação	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor. Total
01	Cardioversor Modelo Efficia DFM100 (conforme especificação abaixo)	Philips	UND.	01	R\$ 27.292,00	R\$ 27.292,00
04	Upgrade Marcapasso para DFM100 (conforme especificação abaixo)	Philips	UND	02	R\$ 7.167,00	R\$ 14.334,00
TOTAL: R\$ 41.626,00 (quarenta e um mil seiscientos e vinte e seis reais)						

Item 01 – Especificações Técnicas:

CÓDIGO: 866199


Cardioversor

MODELO: Efficia DFM100

Registro ANVISA Nº 10216710313

MARCA/FABRICANTE: Philips

PROCEDÊNCIA: China



O Efficia DFM100 é um monitor/desfibrilador/cardioversor leve e portátil, com apenas 6,1 kg com uma bateria, pás externas de desfibrilação e cabos inclusos. Possui uma tela colorida de cristal líquido de alta resolução de 7 polegadas, permite a visualização de até 3 ondas simultâneas.

Possui quatro modos de operação: Monitoração, Desfibrilação Externa Semi-automática – DEA (opcional), desfibrilação manual e marca passo externo não invasivo (opcional).

Ambos os modos, DEA e Manual, utilizam uma forma de onda bifásica SMART® Biphasic de baixa energia para desfibrilação. SMART® Biphasic é uma forma de onda de baixa energia para compensação da impedância, cuja finalidade é ser ajustada a diversos tipos de pacientes, tornando-a mais eficaz e com muitos menos risco de refibrilação e danos ao músculo cardíaco.

No modo de Monitoração é possível visualizar até três formas de onda de ECG simultaneamente, ou de qualquer outro parâmetro adicional. A monitoração de ECG se encontra disponível nos modos Manual,

cardioversão e monitoração, através de cabo de ECG de 3 vias ou, opcionalmente, **não inclusos***, cabo de ECG de 5 vias ou pás adesivas (somente 2ª derivação cardíaca - DII).

Também se encontram disponíveis monitorações opcionais, não inclusas, de oximetria de pulso (SpO2), pressão arterial não invasiva (PNI), Capnografia Mainstream / Sidestream (EtCO2) *, ***(acessórios não inclusos)**. As medidas desses parâmetros são apresentadas na tela e seus alarmes podem ser ajustados individualmente para alertar sobre alterações na condição do paciente.

O Efficia DFM100 pode armazenar internamente até 50 relatórios de resumo dos eventos, tendências, curvas monitorizadas e opcionalmente realizar a transmissão (**software Event Review não incluso***) dos mesmos para sistema de gerenciamento de eventos, via interface USB.

Modo DEA, o Efficia DFM100 analisa o ECG do paciente e determina se a aplicação de choque é recomendada. Os comandos de voz orientam o processo de desfibrilação em 3 etapas: ligar, seguir as instruções e aplicar o choque se indicado; fornecendo instruções fáceis de serem seguidas e informações sobre o paciente. Os comandos de voz são reforçados por mensagens apresentadas na tela.

Modo Manual oferece desfibrilação simples em 3 etapas. É possível analisar o ECG do paciente e se for o necessário: 1) selecionar a energia; 2) carregar; e 3) aplicar o choque. O modo Manual também permite que seja realizada cardioversão sincronizada, imediatamente após a detecção de uma onda R na medida do ECG, e oferece **opcionalmente, não incluso***, a estimulação cardíaca não invasiva (marca passo externo*).

A Desfibrilação é feita por intermédio de pás externas adulta com pediátrica embutida e indicador de contato.

Opcionalmente, o choque pode ser realizado através de pás internas (**não inclusas***) ou pás adesivas multifuncionais de desfibrilação.

Seletor giratório de carga oferece rápido acesso e manuseio às possibilidades de ajuste de carga (1 a 9, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J). Permite que alterações no nível de carga possam ser realizadas quando o aparelho está carregado, sem a necessidade de uma nova recarga.

Modo de **Marca Passo opcional, não incluso***, oferece terapia de estimulação transcutânea não invasiva. Os pulsos estimulados são aplicados por pás adesivas multifuncionais.

Software para detecção de arritmias capaz de detectar as 5 arritmias que sinalizam risco de vida: asístole, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, bradicardia extrema e taquicardia extrema.

Configuração do Efficia DFM100 é flexível e pode ser realizada para melhor atender às necessidades de diversos usuários.

É o único equipamento do mercado que possui um indicador de pronto para o uso, que permite rapidamente identificar se o equipamento está pronto para uso. Isso só é possível, pois o Efficia DFM100 possui um exclusivo sistema de auto teste diário, semanal e mensal, que testas todas as partes do sistema, circuito de carga, choque, análise, parâmetros, display, interface com o usuário, entre outros.

Todos os testes realizados nos últimos doze meses são armazenados na memória interna do aparelho, podendo ser revisados na própria tela ou impressos no registrador.

Armazenamento de dados críticos automático, como resumos de eventos e relatórios de tendências, em sua memória interna. Capacidade para armazenar internamente 8h contínuas de formas de ondas de ECG e eventos, mais 50 relatórios de resumo de eventos com até 30 minutos consecutivos.

O Efficia DFM100 também permite armazenar exportar os dados e informações armazenadas via interface USB para um dispositivo USB compatível, não incluso, para serem transmitidos para o HeartStart Event Review Pro, a solução Philips para gerenciamento de dados. (**software não incluso PN 861276***)

Registrador integrado de 50 mm, onde são determinados eventos impressos manual ou automaticamente. É possível definir as faixas impressas, incluindo faixas solicitadas manualmente e as geradas por um evento (marcação, carga ou choque). Permite a impressão de eventos, cargas, choques, alarmes, testes operacionais e informações do aparelho.

Bateria de íon de lítio recarregável com 2,5h de autonomia utilizando toda a capacidade de monitoração com aferição da Pressão não invasiva a cada 15 minutos e mais 20 choques na capacidade máxima. A carga disponível da bateria pode ser facilmente verificada nos indicadores da bateria localizados adequadamente na tela do Efficia DFM100 ou nos medidores da própria bateria.

Philips Medical Systems Ltda
ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Predio Varginha B2 – Parte B
Distrito Industrial Claudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Inscrição Estadual: 00198610102-97
Inscrição Municipal: 028264

PHILIPS

Tensão de alimentação, 100-240VAC / 50-60Hz automático.

Não acompanha suporte para fixação*.

*** (Acompanharão o produto somente as opções descritas e definidas no anexo de configuração, descrito abaixo)**

Anexos de configuração:

Código	Descrição	Quantidade
866199	Cardioversor Efficia DFM100	1
866199_X00	Desfibrilador Indicado para uso Hospitalar	1
866199_C14	Cabo ECG de 3 vias - Botão	1
866199_C01	Pás Externas Adulto/Pediátrica embutida com comandos de Carregamento e Disparo e Led indicador de Contato	1
866199_B02	Adiciona a Função de Desfibrilação Externa Automática - DEA	1

=====

Item 04 – Especificações Técnicas:

Upgrade Marcapasso para DFM100

Código	Descrição
866264	DFM100 External Pacing Upgrade
866264_D02	D02 External Pacing Upgrade

Givanildo Rodrigues

GIVANILDO MELO RODRIGUES
RG Nº 29.912.373-X SSP-SP
CPF: 191.280.218-00
PROCURADOR
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Av. Otto Salgado, 250/252
Distrito Industrial Claudio Galvão Nogueira,
CEP: 37066-440

CONDIÇÕES GERAIS

- **Condição de pagamento:** em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do equipamento com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente;
- **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da entrega da proposta;
- **Prazo de entrega:** 60 (sessenta) dias após o recebimento da ordem de fornecimento;
- **Local de entrega:** conforme ordem de fornecimento;
- **Prazo de garantia dos equipamentos:** 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação em condições normais de uso;
- **Assistência técnica:** Permanente, prestada exclusivamente nos laboratórios da Philips ou através do representante credenciado conforme dados na próxima página;
- **Instalação/Treinamento:** a Philips, através de seus profissionais/representantes, fará montagem, instalação, testes de funcionamento e treinamento nos locais determinados sem ônus aos elementos designados pelo Hospital, para um perfeito manuseio dos equipamentos;
- **Manutenção:** a Philips oferece "Contrato de Manutenção" preventiva e corretiva para todos os equipamentos de sua fabricação após o prazo de garantia;
- **Observação:** Os preços ofertados, dentro do prazo de validade da proposta, estão computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento da presente licitação.

Philips Medical Systems Ltda
ENDEREÇO - FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 - Parte B
Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 - Varginha/MG
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Inscrição Estadual: 001986101.02-97
Inscrição Municipal: 028864

PHILIPS

REPRESENTANTE CREDENCIADO "PHILIPS" TÉCNICO E COMERCIAL PARA A CIDADE DE TAQUARI - RS:

COREMED COM. REP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

CNPJ nº 09.171.488/0001-94

Inscrição Estadual Nº 024/0451457 / Inscrição Municipal: 90211

Rua Domingos Martins, 121 - Sala 203 - Centro - CANOAS/RS - CEP 92.010-170

Responsável Técnico: GUSTAVO POLETTI NETO

Fone: 51 34666599

PROPONENTE:

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

ENDEREÇO - FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 - Parte B, Distrito Industrial
Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 - Varginha/MG

CNPJ/MF: 58.295.213/0021-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001986101.02-97

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 028864

Fone/Fax: (11) 99649-9447 - juliana.almeida@philips.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil - Agência: 3400-2 - C/C 5549-2

CNPJ: 58.295.213/0021-11 - **Favorecido:** Philips Medical Systems Ltda

OBS: O depósito deve ser identificado com a razão social do depositante ou CNPJ

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

- **JOSE GERSON DE ABREU NETO**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1984698-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 982.661.872-15;

- **AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG 44.777.946-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 346.543.518-41;

Endereço pra envio de correspondências: Avenida Dr. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939
- 4º Andar. Torre Jacarandá - Tamboré CEP: 06460-040 - Barueri/SP.

**Contatos por e-mail para assuntos referentes à envio/assinatura de contratos, empenhos,
recursos, ofícios e notificações:** licitacoes.brasil@philips.com

Givanildo Rodrigues

GIVANILDO MELO RODRIGUES

RG Nº 29.912.373-X SSP-SP

CPF: 191.280.218-00

PROCURADOR

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Av. Otto Salgado, 250/252
Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira,
CEP: 37066-440